

四块胶迷你垂直电泳转印槽

产品信息

产品名称	产品编号	规格
四块胶迷你垂直电泳转印槽	80241ES05	套

产品描述

翌圣 PET 4&Blot 四块胶迷你垂直电泳转印槽产品，包含了既能运行蛋白胶的电泳设备，又包含了迷你垂直转印槽的转印套件部分。实现了电泳结束之后，可利用转印套件进行蛋白胶的转印。

运输与保存方法

常温运输，室温保存。

产品组成

类别	组分编号	组分名称	产品规格
Part I	80211ES05	PET 4 四块胶迷你垂直电泳槽	套
Part II	80834ES05	转印套装（不包含外壳和线，可匹配电泳槽）	套

质量保证

PET 4&Blot 四块胶迷你垂直电泳转印槽为用户提供为期 2 年的质量保证。凡由产品的原料及制作工艺造成的产品缺陷，在产品的质量保证期内均负责免费维修或更换。如有下列情况发生，则产品不在质量保证范围之内：

- 1) 由不正确的操作引起的损坏；
- 2) 由非我公司指定维修人员的维修改造引起的损坏；
- 3) 一般性易损部件，如：铂金丝、玻璃板、橡胶垫、海绵垫等；
- 4) 使用有机溶剂造成的损坏。

注意事项

- 1) 当上盖被打开时电流即被切断。不要尝试在没有上盖的情况下使用。
- 2) 翌圣产品从设计到生产均满足认定的安全标准，严格按照使用说明的操作将是安全的。该设备不可以任何方式、方法进行修改或改进。
- 3) 翌圣电泳槽外壳只适合翌圣产品的电泳芯，其他品牌的不适合！

HB220916