


旋转混匀仪 L4 试管架

产品信息

产品名称	产品编号	规格
旋转混匀仪 L4 试管架	80194ES05	套

产品描述

旋转混匀仪 L4 试管架为 80190ES01 旋转混匀仪配件，该试管架可放置 12 个 50 mL 离心管，用于卡紧离心管，防止离心管在旋转过程中掉落。



运输与保存方法

常温运输。室温保存。

注意事项

- 1) 易碎品，使用时注意破碎，避免误伤
- 2) 运输过程，注意轻拿轻放

B20220914